



Connettore Delta radiotrasparente

Connettori Variabili

Anelli 2/3 e 1/3

Accetta Fiches & K-Wires

Progettato per rendere semplice la Fissazione Ibrida

PRECISIONE

Il Fissatore Ibrido FIXUS66 Hybrid, progettato per fornire con un dispositivo semplice il massimo supporto nelle fratture, è in grado di trattare casi di traumi semplici e complessi.

La Fissazione Ibrida è utilizzata principalmente nell'area prossimale e distale delle ossa lunghe. L'area epifisaria/metafisaria, in trauma, non ha un alto tasso di successo con la fissazione unilaterale a causa di un alto tasso di infezione.

Usando una configurazione ibrida con K-Wires, vi è un minor rischio di infezione ed è possibile eseguire una riduzione diretta mediante Olive K-Wires.

Grazie al posizionamento di piccoli K-Wires sull'anello (2/3) è possibile la mobilizzazione precoce del ginocchio o della caviglia, evitando o riducendo la rigidità articolare. Combinando i vantaggi della fissazione circolare con K-Wires con un sistema unilaterale è possibile realizzare un'ottima soluzione di fissazione ibrida

L'uso del Sistema Ibrido offre il vantaggio di stabilizzare l'area epifisaria con K-Wires di attraversamento e l'area diafisaria con il Fissatore FIXUS66, tramite la configurazione Bi-planare.

Per rendere l'intera struttura ancora più stabile attorno alla zona epifisaria, vi è la possibilità di aggiungere fiches o il Connettore a Delta.



Anelli semicircolari da 1/3 e 2/3 da usare singolarmente o in combinazione

Per il fissatore ibrido FIXUS66 Hybrid sono disponibili anelli da 1/3 e da 2/3, i quali possono essere combinati in un unico anello. La connessione univoca tra gli anelli da 1/3 e 2/3 per formare un unico anello solido, assicura la massima stabilità.

Gli anelli hanno aree dedicate di attacco per il fissatore unilaterale, e fori dedicati per il posizionamento delle fiches o dei K-Wires. Gli anelli sono stati progettati in modo tale da realizzare un posizionamento ottimale fino a 90° di estensione.

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- Possibilità illimitate e assemblaggio rapido
- Anelli da 1/3 e 2/3 per il comfort del paziente
- Anello circolare assemblato per massima stabilità
- Minimo danno nella fornitura di sangue e tessuti molli
- Adatto per Fiches e K-Wires
- Componenti minime e strumentario facile per un assemblaggio rapido

PRODOTTI

Descrizione	Codice
Fissatore Esterno MONOPLANARE ASSEMBLATO	FIX66100A FIX66101A
Anello 2/3 semicircolare $\varnothing_{\text{interno}} = 200 \text{ mm}$	FIX55200C
Anello 1/3 semicircolare $\varnothing_{\text{interno}} = 200 \text{ mm}$	FIX55200D
Anello 2/3 semicircolare $\varnothing_{\text{interno}} = 150 \text{ mm}$	FIX55150C
Anello 1/3 semicircolare $\varnothing_{\text{interno}} = 150 \text{ mm}$	FIX55150D
Adattatore Rigido Anello/Barra	FIX66300A
Adattatore a snodo Anello/Barra	FIX66300B

